

## 検体の凍結保存・輸送用容器

- ✓ 気密性\*1（防漏性）に優れています。
- ✓ 国内生産品であり安定供給可能です。
- ✓ -150℃以下でも長期間保存が可能です。

※1 IATA（国際航空運送協会）の空輸の包装に関する国際規格に準拠したリークテスト済み。  
（-40℃～55℃において、内圧差95kPa以上生じる条件下で液漏れしない）



- ◆検体の出し入れが容易であるため、液だれによるチューブ外壁への汚染を防げます。
- ◆専用のラック類も各種ご用意しております。

### 製品仕様

- ◆材質：ポリプロピレン
- ◆滅菌：放射線滅菌
- ◆ピロジェン&エンドトキシンフリー：エンドトキシンレベル0.5EU/mL以下  
（日本薬局方エンドトキシン試験法準拠）
- ◆密封圧：95kPa耐圧試験済み  
（IATA PI602/650に準拠。第三者機関でリークテスト実施）
- ◆液体窒素：気相中保管可
- ◆オートクレーブ：可（121℃、20分）
- ◆細胞毒性：毒性なし  
（眼内レンズ承認基準。培養細胞の増殖阻害試験。培養細胞による寒天重層試験）
- ◆変異原性：誘発性なし（微生物を用いる変異原性試験基準）
- ◆発熱性物質：適合（発熱性物質試験）




【アウターキャップ】

両方ともシリコンパッキンが入ってます。




【インナーキャップ】



キャップ形状

(左:アウター、右:インナー)



スリムチューブ

(左) 0.5mL (右) 1.5mL

## ●アウターキャップタイプ

品番	品名	形状		包装		参考価格(税抜)	
		本体	サイズ	個/包	個/ケース	単価	ケース価格
MS-4601○	1mLセラムチューブアウターキャップタイプ	自立型	外径12.5(Φ)×43(L)mm	50	500	¥76	¥38,000
MS-4603○	2mLセラムチューブアウターキャップタイプ	自立型	外径12.5(Φ)×46(L)mm	50	500	¥76	¥38,000
MS-4604○	4mLセラムチューブアウターキャップタイプ	自立型	外径12.5(Φ)×71(L)mm	50	300	¥81	¥24,300
MS-4605○	5mLセラムチューブアウターキャップタイプ	自立型	外径12.5(Φ)×87(L)mm	50	300	¥81	¥24,300

## ●インナーキャップタイプ

品番	品名	形状		包装		参考価格(税抜)	
		本体	サイズ	個/包	個/ケース	単価	ケース価格
MS-4501○	1.2mLセラムチューブインナーキャップタイプ	自立型	外径12.5(Φ)×42(L)mm	50	500	¥73	¥36,500
MS-4502○	2mLセラムチューブインナーキャップタイプ	丸底型	外径12.5(Φ)×48(L)mm	50	500	¥73	¥36,500
MS-4503○	2mLセラムチューブインナーキャップタイプ	自立型	外径12.5(Φ)×48(L)mm	50	500	¥76	¥38,000
MS-4504○	4mLセラムチューブインナーキャップタイプ	丸底型	外径12.5(Φ)×70(L)mm	50	300	¥79	¥23,700
MS-4505○	5mLセラムチューブインナーキャップタイプ	丸底型	外径12.5(Φ)×90(L)mm	50	300	¥79	¥23,700

## ●スリムチューブタイプ

本体径が細く遠心操作が可能です。(遠心強度:19,500G)

品番	品名	形状		包装		参考価格(税抜)	
		本体	サイズ	個/包	個/ケース	単価	ケース価格
MS-4701X	0.5mLスリムチューブ	自立型	外径10.5(Φ)×46(L)mm	50	500	¥76	¥38,000
MS-4702X	1.5mLスリムチューブ	自立型	外径10.5(Φ)×46(L)mm	50	500	¥76	¥38,000

■キャップ色記号 (W:白、R:赤、Y:黄、B:青、G:緑、X:5色詰)

■ご注文の際は、品番5桁目の○にご希望のキャップ色番号をご指定ください。

## 【その他関連製品 (チューブ用ラック)】



【セラムチューブ用ラック  
(蓋つき) 50本立て 高さ96mm】  
品番: MS-75600  
価格: 12,500円/10個

【セラムチューブ用ラック  
フタのみ】  
品番: MS-75500  
価格: 10,000円/100個

【セラムチューブ用ラック (蓋つき) 高さ55mm】

- ・品番: MS-7550L : 50本立て (グレー)
- ・品番: MS-7550G : 50本立て (グリーン) 価格: 各6,900円/10個
- ・品番: MS-7550P : 50本立て (ピンク)



【セラムチューブ用ロックスタンド】  
品番: MS-78000 価格: 21,000円/5個

チューブ底面を固定でき片手で  
のキャップの開閉が可能です。

## 住友ベークライト株式会社

■ S-バイオ事業部 マーケティング・営業部  
〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル  
【東日本エリア】 TEL: 03-5462-4831 FAX: 03-5462-4835  
【西日本エリア】 TEL: 06-7669-0031 FAX: 06-7223-8691  
■ E-mail: s-bio\_inquiry@ml.sumibe.co.jp  
■ URL : http://www.sumibe.co.jp

(販売店)