

Sマ-134-121

2024年 8月 吉日

お取引先 各位

東京都品川区東品川2丁目5番8号

電話 東京(03)5462局4831番

FAX 東京(03)5462局4835番

 住友ベークライト株式会社

S-バイオ事業部 マーケティング・営業部

## SUMILON®製品名 表記言語変更のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当社製品につきまして格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社 SUMILON®製品につきまして、製品名表記を日本語から英語表記へ変更させていただきます。

弊社都合によりご迷惑をお掛けしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品 品番「MS-」から始まる全バイオ製品  
(MC並びにBSで始まる製品ラベルは変更なし)

### 2. 変更内容

①製品箱ラベルの製品名表記を 日本語から英語表記へ

②製品袋ラベルの製品名表記を 日本語から英語表記へ

③納品書、検査成績書の品名、製造年月日、有効期限の表記を 日本語から英語表記へ  
(なお検査成績書、記載項目の表記は、従来通りの日本語となります)

\* 英語表記へ変更後の製品名は別紙、新旧対比一覧をご参照下さい。

3. 変更時期 2024年8月生産製品より順次変更実施  
(すでに流通済みの製品もございます)

«お問合せ先»

S-バイオ事業部 マーケティング営業グループ TEL 03-5462-4831

以上

[別紙：新旧対比一覧]

品番	新表記（英語）	旧表記（日本語）
MS-10150	Petri Dish for Cell/Tissue Culture 150φ	接着細胞培養シャーレ 1 5 0
MS-10150S	SUMILON SuperQuality Petri Dish for Cell/Tissue Culture 150φ	スミロンスーパークオリティ接着細胞培養シャーレ 1 5 0
MS-1015R	Petri Dish for Suspension Culture 150φ	浮遊細胞培養シャーレ 1 5 0
MS-1015RS	SUMILON SuperQuality Petri Dish for Suspension Culture 150φ	スミロンスーパークオリティ浮遊細胞培養シャーレ 1 5 0
MS-10350	Petri Dish for Cell/Tissue Culture 35φ (flanged)	接着細胞培養シャーレ 3 5 ツバ付
MS-10350S	SUMILON SuperQuality Petri Dish for Cell/Tissue Culture 35φ (flanged)	スミロンスーパークオリティ接着細胞培養シャーレ 3 5
MS-10600	Petri Dish for Cell/Tissue Culture 60φ (hydrophilic treatment)	接着細胞培養シャーレ 6 0 高親水処理
MS-10600S	SUMILON SuperQuality Petri Dish for Cell/Tissue Culture 60φ	スミロンスーパークオリティ接着細胞培養シャーレ 6 0
MS-11350	Petri Dish for Cell/Tissue Culture 35φ	接着細胞培養シャーレ 3 5
MS-1135R	Petri Dish for Suspension Culture 35φ	浮遊細胞培養シャーレ 3 5
MS-1135RS	SUMILON SuperQuality Petri Dish for Suspension Culture 35φ	スミロンスーパークオリティ浮遊細胞培養シャーレ 3 5
MS-11600	Petri Dish for Cell/Tissue Culture 60φ	接着細胞培養シャーレ 6 0
MS-1160R	Petri Dish for Suspension Culture 60φ	浮遊細胞培養シャーレ 6 0
MS-1160RS	SUMILON SuperQuality Petri Dish for Suspension Culture 60φ	スミロンスーパークオリティ浮遊細胞培養シャーレ 6 0
MS-11900	Petri Dish for Cell/Tissue Culture 90φ (shallow)	接着細胞培養シャーレ 9 0 浅型
MS-12400	Cell Tray	接着細胞培養セルトレイ
MS-12450	Bio Tray	浮遊細胞培養バイオトレイ
MS-13900	Petri Dish for Cell/Tissue Culture 90φ (deep)	接着細胞培養シャーレ 9 0
MS-13900S	SUMILON SuperQuality Petri Dish for Cell/Tissue Culture 90φ (deep)	スミロンスーパークオリティ接着細胞培養シャーレ 9 0
MS-1390R	Petri Dish for Suspension Culture 90φ (deep)	浮遊細胞培養シャーレ 9 0
MS-20600	Cell/Tissue Culture Flask 150	接着細胞培養フラスコ 1 5 0
MS-2060R	Suspension Culture Flask 150	浮遊細胞培養フラスコ 1 5 0
MS-21050	Cell/Tissue Culture Flask 25	接着細胞培養フラスコ 2 5
MS-2105R	Suspension Culture Flask 25	浮遊細胞培養フラスコ 2 5
MS-21250	Cell/Tissue Culture Flask 75	接着細胞培養フラスコ 7 5
MS-2125R	Suspension Culture Flask 75	浮遊細胞培養フラスコ 7 5
MS-21800	Cell/Tissue Culture Flask 225	接着細胞培養フラスコ 2 2 5
MS-2180R	Suspension Culture Flask 225	浮遊細胞培養フラスコ 2 2 5
MS-23050	Cell/Tissue Culture Flask 25 Filter Cap	接着細胞培養フラスコ 2 5 フィルターキャップ
MS-23050S	SUMILON SuperQuality Cell/Tissue Culture Flask 25 Filter Cap	スミロンスーパークオリティ接着細胞培養フラスコ 2 5
MS-2305R	Suspension Culture Flask 25 Filter Cap	浮遊細胞培養フラスコ 2 5 フィルターキャップ

品番	新表記（英語）	旧表記（日本語）
MS-2305RS	SUMILON SuperQuality Suspension Culture Flask 25 Filter Cap	スミロンスーパークオリティ浮遊細胞培養フラスコ 25
MS-23250	Cell/Tissue Culture Flask 75 Filter Cap	接着細胞培養フラスコ75フィルターキャップ
MS-23250S	SUMILON SuperQuality Cell/Tissue Culture Flask 75 Filter Cap	スミロンスーパークオリティ接着細胞培養フラスコ 75
MS-2325R	Suspension Culture Flask 75 Filter Cap	浮遊細胞培養フラスコ75フィルターキャップ
MS-2325RS	SUMILON SuperQuality Suspension Culture Flask 75 Filter Cap	スミロンスーパークオリティ浮遊細胞培養フラスコ 75
MS-23600	Cell/Tissue Culture Flask 150 Filter Cap	接着細胞培養フラスコ150フィルターキャップ
MS-23600S	SUMILON SuperQuality Cell/Tissue Culture Flask 150 Filter Cap	スミロンスーパークオリティ接着細胞培養フラスコ 150
MS-2360R	Suspension Culture Flask 150 Filter Cap	浮遊細胞培養フラスコ150フィルターキャップ
MS-2360RS	SUMILON SuperQuality Suspension Culture Flask 150 Filter Cap	スミロンスーパークオリティ浮遊細胞培養フラスコ 150
MS-23800	Cell/Tissue Culture Flask 225 Filter Cap	接着細胞培養フラスコ225フィルターキャップ
MS-23800S	SUMILON SuperQuality Cell/Tissue Culture Flask 225 Filter Cap	スミロンスーパークオリティ接着細胞培養フラスコ 225
MS-2380R	Suspension Culture Flask 225 Filter Cap	浮遊細胞培養フラスコ225フィルターキャップ
MS-2380RS	SUMILON SuperQuality Suspension Culture Flask 225 Filter Cap	スミロンスーパークオリティ浮遊細胞培養フラスコ 225
MS-28500	Peel-off Culture container 512	接着細胞培養ピールオフ培養容器512
MS-30010	Seal for 96 wells plate	プレートシール
MS-30011	Seal for 96 wells plate Low adhesive-type	プレートシール低粘着
MS-30020	Seal for 96 wells plate R	プレートシールR
MS-3096F	MultiWell Plate for Cell/Tissue Culture 96F with lid	接着細胞培養プレート96F
MS-3096U	MultiWell Plate for Cell/Tissue Culture 96U with lid	接着細胞培養プレート96U
MS-309UR	MultiWell Plate for Suspension Culture 96U with lid	浮遊細胞培養プレート96U
MS-31505	Petri Dish for bacteria culture, 150mmφ	細菌培養シャーレ150
MS-3380W	Agglutination Assay Plate	凝集検査板
MS-33900	Petri Dish for Mutagen test, 90mmφ (shallow)	変異原性試験用シャーレ90浅型
MS-33902	Petri Dish for Bacteria culture, 90mmφ	細菌培養シャーレ90
MS-3396M	MultiWell Plate, 96-well for MIC Assay	MIC試験用プレート96U
MS-3396P	MultiWell Plate, 96-well,V-shaped bottom	PPプレート96V
MS-4501B	1.2mL Cryogenic Vial, Cap color: blue	セラムチューブ1.2mLインナー Cap:青 自立型
MS-4501G	1.2mL Cryogenic Vial, Cap color: green	セラムチューブ1.2mLインナー Cap:緑 自立型
MS-4501R	1.2mL Cryogenic Vial, Cap color: red	セラムチューブ1.2mLインナー Cap:赤 自立型
MS-4501W	1.2mL Cryogenic Vial, Cap color: white	セラムチューブ1.2mLインナー Cap:白 自立型
MS-4501X	1.2mL Cryogenic Vial, Cap color: assorted	セラムチューブ1.2mLインナー Cap:5色 自立型
MS-4501Y	1.2mL Cryogenic Vial, Cap color: yellow	セラムチューブ1.2mLインナー Cap:黄 自立型
MS-4502B	2mL Cryogenic Vial, Cap color: blue	セラムチューブ2mLインナー Cap:青 丸底型

品番	新表記（英語）	旧表記（日本語）
MS-4502G	2mL Cryogenic Vial, Cap color: green	セラムチューブ2mL インナー Cap:緑 丸底型
MS-4502R	2mL Cryogenic Vial, Cap color: red	セラムチューブ2mL インナー Cap:赤 丸底型
MS-4502W	2mL Cryogenic Vial, Cap color: white	セラムチューブ2mL インナー Cap:白 丸底型
MS-4502X	2mL Cryogenic Vial, Cap color: assorted	セラムチューブ2mL インナー Cap:5色 丸底型
MS-4502Y	2mL Cryogenic Vial, Cap color: yellow	セラムチューブ2mL インナー Cap:黄 丸底型
MS-4503B	2mL Cryogenic Vial, Cap color: blue	セラムチューブ2mL インナー Cap:青 自立型
MS-4503G	2mL Cryogenic Vial, Cap color: green	セラムチューブ2mL インナー Cap:緑 自立型
MS-4503R	2mL Cryogenic Vial, Cap color: red	セラムチューブ2mL インナー Cap:赤 自立型
MS-4503W	2mL Cryogenic Vial, Cap color: white	セラムチューブ2mL インナー Cap:白 自立型
MS-4503X	2mL Cryogenic Vial, Cap color: assorted	セラムチューブ2mL インナー Cap:5色 自立型
MS-4503Y	2mL Cryogenic Vial, Cap color: yellow	セラムチューブ2mL インナー Cap:黄 自立型
MS-4504B	4mL Cryogenic Vial, Cap color: blue	セラムチューブ4mL インナー Cap:青 丸底型
MS-4504G	4mL Cryogenic Vial, Cap color: green	セラムチューブ4mL インナー Cap:緑 丸底型
MS-4504R	4mL Cryogenic Vial, Cap color: red	セラムチューブ4mL インナー Cap:赤 丸底型
MS-4504W	4mL Cryogenic Vial, Cap color: white	セラムチューブ4mL インナー Cap:白 丸底型
MS-4504X	4mL Cryogenic Vial, Cap color: assorted	セラムチューブ4mL インナー Cap:5色 丸底型
MS-4504Y	4mL Cryogenic Vial, Cap color: yellow	セラムチューブ4mL インナー Cap:黄 丸底型
MS-4505B	5mL Cryogenic Vial, Cap color: blue	セラムチューブ5mL インナー Cap:青 丸底型
MS-4505G	5mL Cryogenic Vial, Cap color: green	セラムチューブ5mL インナー Cap:緑 丸底型
MS-4505R	5mL Cryogenic Vial, Cap color: red	セラムチューブ5mL インナー Cap:赤 丸底型
MS-4505W	5mL Cryogenic Vial, Cap color: white	セラムチューブ5mL インナー Cap:白 丸底型
MS-4505X	5mL Cryogenic Vial, Cap color: assorted	セラムチューブ5mL インナー Cap:5色 丸底型
MS-4505Y	5mL Cryogenic Vial, Cap color: yellow	セラムチューブ5mL インナー Cap:黄 丸底型
MS-4601B	1mL Cryogenic Vial, Cap color: blue	セラムチューブ1mL アウター Cap:青
MS-4601G	1mL Cryogenic Vial, Cap color: green	セラムチューブ1mL アウター Cap:緑
MS-4601R	1mL Cryogenic Vial, Cap color: red	セラムチューブ1mL アウター Cap:赤
MS-4601W	1mL Cryogenic Vial, Cap color: white	セラムチューブ1mL アウター Cap:白
MS-4601WS	SUMILON SuperQuality 1mL Cryogenic Vial, Cap color: white	スミロンスーパーオリティセラムチューブ 1mLアウター
MS-4601X	1mL Cryogenic Vial, Cap color: assorted	セラムチューブ1mL アウター Cap:5色
MS-4601Y	1mL Cryogenic Vial, Cap color: yellow	セラムチューブ1mL アウター Cap:黄
MS-4603B	2mL Cryogenic Vial, Cap color: blue	セラムチューブ2mL アウター Cap:青
MS-4603G	2mL Cryogenic Vial, Cap color: green	セラムチューブ2mL アウター Cap:緑
MS-4603R	2mL Cryogenic Vial, Cap color: red	セラムチューブ2mL アウター Cap:赤

品番	新表記（英語）	旧表記（日本語）
MS-4603W	2mL Cryogenic Vial, Cap color: white	セラムチューブ2mL アウター Cap:白
MS-4603WS	SUMILON SuperQuality 2mL Cryogenic Vial, Cap color: white	スミロンスーパーオリティセラムチューブ 2mLアウター
MS-4603X	2mL Cryogenic Vial, Cap color: assorted	セラムチューブ2mL アウター Cap:5色
MS-4603Y	2mL Cryogenic Vial, Cap color: yellow	セラムチューブ2mL アウター Cap:黄
MS-4604B	4mL Cryogenic Vial, Cap color: blue	セラムチューブ4mL アウター Cap:青
MS-4604G	4mL Cryogenic Vial, Cap color: green	セラムチューブ4mL アウター Cap:緑
MS-4604R	4mL Cryogenic Vial, Cap color: red	セラムチューブ4mL アウター Cap:赤
MS-4604W	4mL Cryogenic Vial, Cap color: white	セラムチューブ4mL アウター Cap:白
MS-4604WS	SUMILON SuperQuality 4mL Cryogenic Vial, Cap color: white	スミロンスーパーオリティセラムチューブ 4mLアウター
MS-4604X	4mL Cryogenic Vial, Cap color: assorted	セラムチューブ4mL アウター Cap:5色
MS-4604Y	4mL Cryogenic Vial, Cap color: yellow	セラムチューブ4mL アウター Cap:黄
MS-4605B	5mL Cryogenic Vial, Cap color: blue	セラムチューブ5mL アウター Cap:青
MS-4605G	5mL Cryogenic Vial, Cap color: green	セラムチューブ5mL アウター Cap:緑
MS-4605R	5mL Cryogenic Vial, Cap color: red	セラムチューブ5mL アウター Cap:赤
MS-4605W	5mL Cryogenic Vial, Cap color: white	セラムチューブ5mL アウター Cap:白
MS-4605WS	SUMILON SuperQuality 5mL Cryogenic Vial, Cap color: white	スミロンスーパーオリティセラムチューブ 5mLアウター
MS-4605X	5mL Cryogenic Vial, Cap color: assorted	セラムチューブ5mLアウター Cap:5色
MS-4605Y	5mL Cryogenic Vial, Cap color: yellow	セラムチューブ5mL アウター Cap:黄
MS-4701B	0.5mL Slim Tube, cap color: blue	スリムチューブ0.5mLアウター Cap:青
MS-4701G	0.5mL Slim Tube, cap color: green	スリムチューブ0.5mLアウター Cap:緑
MS-4701R	0.5mL Slim Tube, cap color: red	スリムチューブ0.5mLアウター Cap:赤
MS-4701W	0.5mL Slim Tube, cap color: white	スリムチューブ0.5mLアウター Cap:白
MS-4701WS	SUMILON SuperQuality 0.5mL Slim Tube, cap color: white	スミロンスーパーオリティスリムチューブ0.5mL
MS-4701X	0.5mL Slim Tube, cap color: assorted	スリムチューブ0.5mLアウター Cap:5色
MS-4701Y	0.5mL Slim Tube, cap color: yellow	スリムチューブ0.5mLアウター Cap:黄
MS-4702B	1.5mL Slim Tube, cap color: blue	スリムチューブ1.5mLアウター Cap:青
MS-4702G	1.5mL Slim Tube, cap color: green	スリムチューブ1.5mLアウター Cap:緑
MS-4702R	1.5mL Slim Tube, cap color: red	スリムチューブ1.5mLアウター Cap:赤
MS-4702W	1.5mL Slim Tube, cap color: white	スリムチューブ1.5mLアウター Cap:白
MS-4702WS	SUMILON SuperQuality 1.5mL Slim Tube	スミロンスーパーオリティスリムチューブ1.5mL
MS-4702X	1.5mL Slim Tube, cap color: assorted	スリムチューブ1.5mLアウター Cap:5色
MS-4702Y	1.5mL Slim Tube, cap color: yellow	スリムチューブ1.5mLアウター Cap:黄
MS-56150	15mL Centrifuge Tube	遠沈管15mL 5本包装

品番	新表記（英語）	旧表記（日本語）
MS-56150S	SUMILON SuperQuality 15 mL Centrifuge Tube	スミロンスーパークオリティ遠沈管 1 5 m L
MS-56151	15mL Centrifuge Tube (bulk)	遠沈管 1 5 m L 2 5 本包装
MS-56225	225mL Centrifuge Tube	ボトル 2 2 5 m L
MS-56225S	SUMILON SuperQuality 225mL Centrifuge Tube	スミロンスーパークオリティボトル 2 2 5 m L
MS-56500	50mL Centrifuge Tube	遠沈管 5 0 m L 5 本包装
MS-56500S	SUMILON SuperQuality 50 mL Centrifuge Tube	スミロンスーパークオリティ遠沈管 5 0 m L
MS-56501	50mL Centrifuge Tube (bulk)	遠沈管 5 0 m L 2 5 本包装
MS-57150	15mL TPX Centrifuge Tube	T P X 遠沈管 1 5 m L
MS-57500	50mL TPX Centrifuge Tube	T P X 遠沈管 5 0 m L
MS-58500	Snapconical 50mL	スナップコニカル 5 0 m L
MS-58500S	SUMILON SuperQuality Snapconical 50mL	スミロンスーパークオリティスナップコニカル 5 0 m L
MS-6102B	Syringe 2B	シリンジ 2 B
MS-62800	Reagent reservoir	試薬リザーバー
MS-62801	Reagent reservoir R	試薬リザーバー R
MS-62803	Reagent reservoir R Triple packaging	試薬リザーバー R 3 重包装
MS-65020	Aspiration Pipette (long)	アスピレーションピペットロングタイプ
MS-65020S	SUMILON SuperQuality Aspiration Pipette (long)	スミロンスーパークオリティアスピレーションピペットロング
MS-65022	Aspiration pipette	アスピレーションピペット
MS-65022S	SUMILON SuperQuality Aspiration Pipette	スミロンスーパークオリティアスピレーションピペット
MS-65201	Ptip 200µL	ピュアーチップ 2 0 0 ロングラック入り
MS-66020	Pipette 2mL	ピペット 2 m L
MS-66020S	SUMILON SuperQuality Pipette 2 mL	スミロンスーパークオリティピペット 2 m L
MS-66050	Pipette 5mL	ピペット 5 m L
MS-66050S	SUMILON SuperQuality Pipette 5 mL	スミロンスーパークオリティピペット 5 m L
MS-66052	Pipette 5mL (short)	ピペット 5 m L ショートタイプ
MS-66052S	SUMILON SuperQuality Pipette 5mL (short)	スミロンスーパークオリティピペット 5 m L ショートタイプ
MS-66100	Pipette 10mL	ピペット 1 0 m L
MS-66100S	SUMILON SuperQuality Pipette 10 mL	スミロンスーパークオリティピペット 1 0 m L
MS-66102	Pipette 10mL (short)	ピペット 1 0 m L ショートタイプ
MS-66102S	SUMILON SuperQuality Pipette 10mL (short)	スミロンスーパークオリティピペット 1 0 m L ショートタイプ
MS-66250	Pipette 25mL	ピペット 2 5 m L
MS-66250S	SUMILON SuperQuality Pipette 25 mL	スミロンスーパークオリティピペット 2 5 m L
MS-66252	Pipette 25mL (short)	ピペット 2 5 m L ショートタイプ

品番	新表記（英語）	旧表記（日本語）
MS-66252S	SUMILON SuperQuality Pipette 25mL (short)	スミロンスーパークオリティピペット 2.5 mL ショートタイプ
MS-66500	Pipette 50mL	ピペット 50 mL
MS-66500S	SUMILON SuperQuality Pipette 50 mL	スミロンスーパークオリティピペット 50 mL
MS-75200	Color Code Chip Assorted for Cryogenic Vial	カラーコードチップ 1600
MS-75500	Lid of Rack	セラムチューブ ラック フタ
MS-7550G	Rack for Cryogenic Vial with lid (Green)	セラムチューブ ラックMグリーン
MS-7550L	Rack for Cryogenic Vial with lid (Grey)	セラムチューブ ラックMグレー
MS-7550P	Rack for Cryogenic Vial with lid (Pink)	セラムチューブ ラックMピンク
MS-75600	Rack for Cryogenic Vial with lid	セラムチューブ ラックLグレー
MS-78000	Lock Stand for Cryogenic Vial	セラムチューブ ロックスタンド
MS-80060	MultiWell Plate for Cell/Tissue Culture 6F with lid	接着細胞培養プレート 6F 独立ウェルタイプ
MS-80060S	SUMILON SuperQuality MultiWell Plate for Cell/Tissue Culture 6F with lid	スミロンスーパークオリティ接着細胞培養プレート 6F
MS-8006R	MultiWell Plate for Suspension Culture 6F with lid	浮遊細胞培養プレート 6F 独立ウェルタイプ
MS-8006RS	SUMILON SuperQuality MultiWell Plate for Suspension Culture 6F with lid	スミロンスーパークオリティ浮遊細胞培養プレート 6F
MS-80120	MultiWell Plate for Cell/Tissue Culture 12F with lid	接着細胞培養プレート 12F 独立ウェルタイプ
MS-80120S	SUMILON SuperQuality MultiWell Plate for Cell/Tissue Culture 12F with lid	スミロンスーパークオリティ接着細胞培養プレート 12F
MS-8012R	MultiWell Plate for Suspension Culture 12F with lid	浮遊細胞培養プレート 12F 独立ウェルタイプ
MS-8012RS	SUMILON SuperQuality MultiWell Plate for Suspension Culture 12F with lid	スミロンスーパークオリティ浮遊細胞培養プレート 12F
MS-80240	MultiWell Plate for Cell/Tissue Culture 24F with lid	接着細胞培養プレート 24F 独立ウェルタイプ
MS-80240S	SUMILON SuperQuality MultiWell Plate for Cell/Tissue Culture 24F with lid	スミロンスーパークオリティ接着細胞培養プレート 24F
MS-8024R	MultiWell Plate for Suspension Culture 24F with lid	浮遊細胞培養プレート 24F 独立ウェルタイプ
MS-8024RS	SUMILON SuperQuality MultiWell Plate for Suspension Culture 24F with lid	スミロンスーパークオリティ浮遊細胞培養プレート 24F
MS-80480	MultiWell Plate for Cell/Tissue Culture 48F with lid	接着細胞培養プレート 48F 独立ウェルタイプ
MS-80480S	SUMILON SuperQuality MultiWell Plate for Cell/Tissue Culture 48F with lid	スミロンスーパークオリティ接着細胞培養プレート 48F
MS-8048R	MultiWell Plate for Suspension Culture 48F with lid	浮遊細胞培養プレート 48F 独立ウェルタイプ
MS-8048RS	SUMILON SuperQuality MultiWell Plate for Suspension Culture 48F with lid	スミロンスーパークオリティ浮遊細胞培養プレート 48F
MS-8096F	MultiWell Plate for Cell/Tissue Culture 96F with lid	接着細胞培養プレート 96F 独立ウェルタイプ
MS-8096FS	SUMILON SuperQuality MultiWell Plate for Cell/Tissue Culture 96F with lid	スミロンスーパークオリティ接着細胞培養プレート 96F
MS-8096K	Black MultiWell plate for fluorescence measurement with lid	蛍光測定プレート 96F 黒色
MS-8096R	MultiWell Plate for Suspension Culture 96F with lid	浮遊細胞培養プレート 96F 独立ウェルタイプ
MS-8096RS	SUMILON SuperQuality MultiWell Plate for Suspension Culture 96F with lid	スミロンスーパークオリティ浮遊細胞培養プレート 96F

品番	新表記（英語）	旧表記（日本語）
MS-8096W	White MultiWell Plate for luminescence measurement	発光測定プレート96F 白色
MS-8196F5	MultiWell Plate for Cell Culture 96F	接着細胞培養プレート96F5 独立ウェルタイプ 5枚包装
MS-8408P	ELISA Plate 8wells Separate-type P S	ELISAセパプレート8FPS
MS-8496F	ELISA Plate S	ELISAプレート96FS
MS-8496K	Fluorescence-use Black-type Plate S	蛍光測定プレート96FS 黒色
MS-8496W	Chemiluminescence-use White-type Plate S	発光測定プレート96FS 白色
MS-8508M	8well Separate-type M	ELISAセパプレート8FMH
MS-8596F	ELISA Plate H	ELISAプレート96FH
MS-8596K	Fluorescence-use Black-type Plate H	蛍光測定プレート96FH 黒色
MS-8608F	8well Separate-type Amino	ELISAセパプレート8FA
MS-8696F	ELISA Plate Amino	ELISAプレート96FA
MS-8708F	8well Separate-type Carboxyl	ELISAセパプレート8FC
MS-8796F	ELISA Plate Carboxyl	ELISAプレート96FC
MS-8896F	ELISA Plate H (official certification)	ELISAプレート96FH 検定書付
MS-89961	Lid for 96 wells plate	96ウェルプレート用フタR
MS-92132	Cell Desk LF1	スミロンセルデスクLF1
MS-92302	Cell Desk LF2	スミロンセルデスクLF2
MS-93100	Cell Scraper S	セルスクレーパーS
MS-93100S	SUMILON SuperQuality Cell Scraper S	スミロンスーパークオリティセルスクレーパーS
MS-93101	SUMILON Cell Scraper S with fixed edge	セルスクレーパーS ブレード固定タイプ
MS-93101S	SUMILON SuperQuality Cell Scraper S with fixed edge	スミロンスーパークオリティセルスクレーパーS ブレード固定
MS-93170	Cell Scraper M	セルスクレーパーM
MS-93170S	SUMILON SuperQuality Cell Scraper M	スミロンスーパークオリティセルスクレーパーM
MS-93300	Cell Scraper L	セルスクレーパーL
MS-93300S	SUMILON SuperQuality Cell Scraper L	スミロンスーパークオリティセルスクレーパーL
MS-99150	Box for Cryogenic Vial LH	セラムチューブ ボックスL H
MS-99160	Box for Cryogenic Vial LL	セラムチューブ ボックスL L
MS-99170	Box for Cryogenic Vial M	セラムチューブ ボックスM
MS-3296U	PROTEOSAVE 96U Plate	プロテオセーブSSプレート96U
MS-4201X	PROTEOSAVE 0.5mL Slim Tube	プロテオセーブSSスリムチューブ0.5mL
MS-4202X	PROTEOSAVE 1.5mL Slim Tube	プロテオセーブSSスリムチューブ1.5mL
MS-4205M	PROTEOSAVE 0.5mL Microtube	プロテオセーブSSマイクロチューブ0.5mL
MS-4215M	PROTEOSAVE 1.5mL Microtube	プロテオセーブSSマイクロチューブ1.5mL



品番	新表記 (英語)	旧表記 (日本語)
MS-4220M	PROTEOSAVE 2.0mL Microtube	プロテオセーブ S マイクロチューブ 2.0 mL
MS-4255M	PROTEOSAVE 0.5mL Microtube, radiation sterilized	プロテオセーブ S マイクロチューブ 0.5 mL R
MS-4265M	PROTEOSAVE 1.5mL Microtube, radiation sterilized	プロテオセーブ S マイクロチューブ 1.5 mL R
MS-4270M	PROTEOSAVE 2.0mL Microtube, radiation sterilized	プロテオセーブ S マイクロチューブ 2.0 mL R
MS-52150	PROTEOSAVE 15mL Centrifuge Tube (mat.=PET)	プロテオセーブ S 遠沈管 15 mL
MS-52550	PROTEOSAVE 50mL Centrifuge Tube (mat.=PP), sterilized	プロテオセーブ S 遠沈管 50 mL R
MS-82962R	PROTEOSAVE Deep-well Plate 96V R	プロテオセーブ S ディープウェルプレート 96 V R
MS-8296F	PROTEOSAVE 96F Plate	プロテオセーブ S プレート 96 F
MS-8296K	PROTEOSAVE 96F Plate Black Plate	プロテオセーブ S プレート 96 F 黒色
MS-8296V	PROTEOSAVE 96V Plate	プロテオセーブ S プレート 96 V
MS-90150	STEMFULL 15mL Centrifuge Tube (mat.=PET)	ステムフル 遠沈管 15 mL
MS-90240	PrimeSurface plate 24F	PrimeSurface プレート 24 F
MS-90350	PrimeSurface 35mm dish	PrimeSurface シャーレ 35
MS-90600	PrimeSurface 60mm dish	PrimeSurface シャーレ 60
MS-90900	PrimeSurface 90mm dish	PrimeSurface シャーレ 90
MS-9096M	PrimeSurface 96M plate	PrimeSurface プレート 96 M
MS-9096S	PrimeSurface 96 Slit-well Plate	PrimeSurface スリットウェルプレート 96 S
MS-9096U	PrimeSurface 96U plate	PrimeSurface プレート 96 U
MS-9096V	PrimeSurface 96V plate	PrimeSurface プレート 96 V
MS-9096W	PrimeSurface 96U White plate	PrimeSurface プレート 96 U 白色
MS-9384U	PrimeSurface 384U plate	PrimeSurface プレート 384 U
MS-9384W	PrimeSurface 384U White plate	PrimeSurface プレート 384 U 白色